

# 補聴器の新しいカタチ—A・M・P デジタル

**A・M・P**<sup>TM</sup>  
PERSONAL AUDIO AMPLIFIER



軽度～中等度



## 4サイズのスリーブ

オープンタイプS



オープンタイプM



オープンタイプL



耳栓タイプ



**4サイズのスリーブ** 快適な装着感を実現するため、しなやかで丈夫なエラストマー素材を採用した4サイズのスリーブをご用意。

**マグネットツール** 専用のマグネットツールで、本体を耳にかけたまま電源のオン/オフ、およびボリュームの調整が可能。

## アダプティブ フィードバック キャンセル

「ピーピー」という不快音を軽減するため、オリジナルのハウリングキャンセレーションを搭載。

**低消費電力設計** 1日あたり16時間の装着で、約5日間の使用が可能。  
※実際の電池寿命は、設定やご使用環境などにより変化します。

## 性能一覧

| JIS                                |        |                    |        | ANSI (2cm <sup>3</sup> )           |                        | 適応<br>聴力<br>レベル<br>(dB HL) | 使用<br>電池       | 電池<br>寿命<br>(時間) |
|------------------------------------|--------|--------------------|--------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 90 dB<br>最大出力<br>音圧レベル<br>(dB SPL) |        | 最大音響<br>利得<br>(dB) |        | 90 dB<br>最大出力<br>音圧レベル<br>(dB SPL) | 最大<br>音響<br>利得<br>(dB) |                            |                |                  |
| ピーク                                | 1600Hz | ピーク                | 1600Hz | ピーク                                | ピーク                    |                            |                |                  |
| 114                                | 102    | 35                 | 29     | 100                                | 25                     | 55                         | PR536<br>(10A) | 80               |

- このデータはJIS C 5512(2000)、ANSI S 3.22(2003)に基づいて測定されています。
- 実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
- 改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■保証:補聴器本体:お買い上げ日より1年間の自然故障は無償修理、  
その後4年間の修理にしましては、一律の修理料金にて保証いたします。

■医療機器認証番号A・M・P デジタル:223ADBZX00006000